

Incubadoras Digitais de Bloco Seco

As incubadoras digitais de bloco seco da Hygiena são projetadas especificamente para a ampla variedade de dispositivos de teste da Hygiena. Capazes de atingir até 105 °C, as incubadoras podem ser ajustadas para qualquer temperatura necessária para dispositivos de teste Hygiena.



Benefícios:


- Projetado especificamente para dispositivos de teste de higiene
- Posições numeradas ajudam a manter os testes organizados
- A configuração flexível pode acomodar dispositivos de teste de cotonete ou tubos de grande volume
- Blocos controlados digitalmente, intercambiáveis e aquecidos de forma independente podem ser mantidos em diferentes temperaturas
- O tamanho reduzido ocupa um espaço mínimo na bancada do laboratório
- Ampla faixa de temperatura para Incubadora de Pequeno Formato:
 - o RT+5 – 105 °C para formato de laboratório
 - o RT+5 – 80 °C

Características:

- Estabilidade de temperatura $\leq \pm 0,5$ °C
- Aquece até a temperatura máxima em menos de 15 minutos
- Intervalo do temporizador: 1 minuto - 99 horas e 59 minutos
- Pegada / Peso:
 - o Formato pequeno (WxDxH): 11 cm x 15 cm x 8 cm, 0.5 kg / 4.3 in x 5.9 in x 3.1 in, 1.1 lbs
 - o Formato de laboratório (WxDxH): 36.5 cm x 21 cm x 15 cm, 4.5 kg / 14.4 in x 8.3 in x 5.9 in, 9.9 lbs




Configurações disponíveis
para incubadora em
formato de laboratório:



Incubadora em formato de laboratório

Nº de catálogo	Descrição	Quantidade
INCUBATOR2	Incubadora digital de bloco seco em formato de laboratório	1
IB001	Bloco para tubos de Swabs Hygiena – 35 posições	1
IB002	Bloco para tubos de Swabs Hygiena – 15 posições	1

Configurações disponíveis
para formato pequeno



Incubado formato pequeno

Nº de catálogo	Descrição	Quantidade
INCUBATOR	Incubadora Digital de Bloco Seco de Pequeno Formato	1
IB003	BLoco para tudos de Swabs Hygiena – 12 posições	1
IB004	BLoco para tudos de Swabs Hygiena – 6 posições	1

