



ESPECIFICAÇÃO DO **PRODUTO**

IPA COM SPRAY DE GATILHO ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL

CleanGuard **1**

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Estéril e não estéril com Spray de gatilho para sala limpa contendo 70% de álcool isopropílico e 30% de água para injeção. Projetado para uso no processo de transferência de salas limpas e na desinfecção de superfícies duras.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Spray de gatilho com configurações de spray / off
Gatilho projetado para baixa força de atuação
Fixação do pescoço inviolável.
Frasco PEAD
Uma membrana hidrofóbica de ePTFE, impedindo a penetração de líquidos e microbianos enquanto permite a troca gasosa em ambas as direções para equalizar a pressão.

FABRICAÇÃO

O produto é preenchido e tampado em fluxo de ar unidirecional ISO 14644-1 Classe 5 (em uso). O produto é envasado dentro de uma sala limpa ISO 14644-1 Classe 7 (em uso). O desinfetante é filtrado através de um filtro de 0,2 micrão no ponto de enchimento.

ESPECIFICAÇÃO

70% de álcool isopropílico USP / 30% USP WFI

EMBALAGEM

Embalagem primária: frasco de HDPE natural com spray de gatilho inviolável.
Embalagem secundária: duplo ensacado em bolsas de polietileno.

DETALHES DE ESTERILIZAÇÃO (se aplicável)

Irradiação Gama (mínimo 25kGy), variante estéril apenas.

GARANTIA DA QUALIDADE

Produto fornecido sob sistemas registrados BS EN ISO 9001

VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e bem ventilado
Mantenha o spray de gatilho bem fechado
Manter afastado de fontes de ignição

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESEMPENHO DO DESINFETANTE

TESTES DE SUSPENSÃO

Protocolo	Organismo	Tempo de contato (min)	Condição	Redução log p/ passar	Redução de log
BS EN 1040	S. aureus	5 min	Dirty	Log 5.0	> 5.3
	P. aeruginosa	5 min	Dirty	Log 5.0	> 5.4
BS EN 1275	C. albicans	5 min	Dirty	Log 4.0	> 4.4
BS EN 1276	S. aureus	5 min	Clean	Log 5.0	> 5.3
	E. coli	5 min	Clean	Log 5.0	> 5.3
	P. aeruginosa	5 min	Clean	Log 5.0	> 5.4
	E. hirae	5 min	Clean	Log 5.0	> 5.3
BS EN 1650	C. albicans	5 min	Clean	Log 4.0	> 4.4

TESTES DE SUPERFÍCIE

Protocolo	Organismo	Tempo de contato (min)	Condição	Redução log p/ passar	Redução de log
BS EN 13697	S. aureus	5 min	Clean	Log 4.0	6.0
	E. coli	5 min	Clean	Log 4.0	> 4.8
	P. aeruginosa	5 min	Clean	Log 4.0	> 4.1
	E. hirae	5 min	Clean	Log 4.0	> 5.5
	C. albicans	5 min	Clean	Log 3.0	> 4.0
	A. niger	5 min	Clean	Log 3.0	3.7

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Cod. não estéril	Cod. estéril	Descrição	Vol.	Qtd Pacote	Qtd caixa	Dimensão caixa	Peso
	ZSAL64499-A/I	IPA 500ml Trigger Spray Sterile	500ml	Each	24 x 500ml	445 x 370 x 245 mm	12.9 Kg
	ZSAL64950-A/I	IPA 950ml Trigger Spray Sterile	950ml	Each	15 x 950ml	442 x 390 x 320 mm	15.1 Kg
ZNAL64499-A/I		IPA 500ml Trigger Spray Non-sterile	500ml	Each	24 x 500ml	445 x 370 x 245 mm	12.9 Kg
ZNAL64950-A/I		IPA 950ml Trigger Spray Non-sterile	950ml	Each	15 x 950ml	442 x 390 x 320 mm	15.1 Kg