



ESPECIFICAÇÃO DO **PRODUTO** **IMS COM SPRAY DE GATILHO** **ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL**

CleanGuard **2**

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Spray de gatilho de sala limpa estéril e não estéril contendo 70% de álcool desnaturalado e 30% de água para injeção. O spray gatilho foi projetado para uso no processo de transferência de salas limpas e na desinfecção de superfícies duras.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Spray de gatilho com configurações de spray / off

Gatilho projetado para baixa força de atuação

Fixação do pescoço inviolável
garrafa de HDPE

Uma membrana ePTFE hidrofóbica, impedindo a penetração de líquidos e microbianos, permitindo a troca gasosa em ambas as direções para equalizar a pressão

FABRICAÇÃO

O produto é preenchido e tampado em fluxo de ar unidirecional ISO 14644-1 Classe 5 (em uso). O produto é envasado dentro de uma sala limpa ISO 14644-1 Classe 7 (em uso). O desinfetante é filtrado através de um filtro de 0,2 micron no ponto de enchimento.

ESPECIFICAÇÃO

70% USP Álcool desnaturalado / 30% USP WFI

EMBALAGEM

Embalagem primária: frasco de HDPE natural com spray de gatilho inviolável.

Embalagem secundária: duplo ensacado em bolsas de polietileno.

DETALHES DE ESTERILIZAÇÃO (se aplicável)

Irradiação Gama (mínimo 25kGy).

GARANTIA DA QUALIDADE

Produto fornecido sob sistemas registrados BS EN ISO 9001

VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fresco e bem ventilado
Mantenha o spray de gatilho bem fechado
Manter afastado de fontes de ignição

DECLARAÇÃO DE PERIGO

As informações de segurança podem ser encontradas na ficha de segurança.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DESEMPENHO DO DESINFETANTE

TESTES DE SUSPENSÃO				
Protocolo	Organismo	Tempo de contato (min)	Redução log p/ passar	Log de realocação
BS EN 1040	S. aureus	5 min	Log 5.0	> 5.23
	P. aeruginosa	5 min	Log 5.0	> 5.43
BS EN 1275	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.24
	A. niger	15 min	Log 4.0	> 4.30
BS EN 1276	S. aureus	5 min	Log 5.0	> 5.23
	E. coli	5 min	Log 5.0	> 5.43
	P. aeruginosa	5 min	Log 5.0	> 5.42
	E. hirae	5 min	Log 5.0	> 5.41
BS EN 1650	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.30
	A. niger	15 min	Log 4.0	> 4.24

SURFACE TESTS				
Protocolo	Organismo	Tempo de contato (min)	Redução log p/ passar	Log de realocação
BS EN 13697	S. aureus	5 min	Log 4.0	> 5.7
	E. coli	5 min	Log 4.0	> 5.1
	P. aeruginosa	5 min	Log 4.0	> 4.7
	E. hirae	5 min	Log 4.0	> 5.6
	C. albicans	15 min	Log 3.0	> 3.9
	A. niger	15 min	Log 3.0	> 3.1

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Cod. estéril	Cod. não estéril	Descrição	Vol.	Qtd Pacote	Qtd caixa	Dimensão caixa	Peso
ZSAL65499		CleanGuard 2 Trigger Sprays IMS 70/30 WFI Sterile	500ml	Each	24	445 x 370 x 245 mm	12.9 Kg
ZSAL65950		CleanGuard 2 Trigger Sprays IMS 70/30 WFI Sterile	950ml	Each	15	442 x 390 x 320 mm	15.1 Kg
	ZNAL65950	CleanGuard 2 Trigger Sprays IMS 70/30 WFI Non-Sterile	950ml	Each	15	442 x 390 x 320 mm	15.1 Kg